

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/pomiar-zawartosci-metanolu-browin-p-823.html>



Pomiar zawartości metanolu Browin

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	LAB_790020
Kod producenta	LAB_790020
Kod EAN	None
Producent	Browin

Opis produktu

Ilościowo-jakościowe oznaczenie laboratoryjne.

Parametr: alkohol metylowy [g/100 ml alkoholu etylowego 100 % obj.]

Metoda, urządzenie: metoda chemiczna, kolorymetryczna, automatyczny analizator spektrofotometryczny

Norma: PN-A-79528-6

Objętość próbek: 50 ml

Metanol jest organicznym związkiem chemicznym, najprostszym z grupy alkoholi, występującym w postaci bezbarwnej, lotnej i palnej cieczy. Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Na podstawie wyglądu, zapachu i w dużej mierze smaku, metanolu nie da się odróżnić od alkoholu etylowego. Zatrucie metanolem może być niespodziewane, dlatego warto znać jego zawartość w destylacie.

Metoda dedykowana jest tylko do destylatów bezbarwnych. Oznaczenie polega na utlenieniu alkoholu metylowego zawartego w analizowanej próbce do aldehydu mrówkowego, a następnie jego reakcji z odczynnikiem Schiffa w wyniku czego powstaje zabarwienie, którego intensywność odpowiada stężeniu metanolu, oznaczanego z wykorzystaniem spektrofotometru w zakresie stężeń 0,03-1,00 g/100 ml spirytusu 100 % obj.

Dostarczenie próbek:

Próbki do badań mogą być dostarczone **osobiście do salonu firmowego w Łodzi** (możliwy jest wtedy wybór badanych parametrów i płatność na miejscu) lub wysłane **pocztą / kurierem na adres 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 125 z dopiskiem LABORATORIUM**. Dodatkowo do paczki prosimy o dołączenie opisu próbek i wybranych analiz (potwierdzenie zamówienia i zapłaty przez e-sklep Browin). Próbki wysyłane pocztą/kurierem powinny być w czystym, neutralnym pojemniku (np. po wodzie mineralnej, niesmakowej), dobrze zabezpieczone, aby bezpiecznie dotarły do laboratorium.

Czas realizacji:

Czas realizacji usługi związany jest z ilością zleconych analiz oraz obecnym obłożeniem laboratorium i wynosi do 7 dni. Analiza wykonywana jest tylko we wtorki i czwartki.

Wystawiamy faktury VAT.

Uwaga: Przesłane próbki są przechowywane przez okres 2 tygodni, następnie utylizowane. Ewentualne wątpliwości prosimy zgłaszać w tym okresie.