

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/destylator-modulowy-do-aromatyzacji-destylatow-30-l-elektryczny-browin-p-472.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Destylator modułowy do aromatyzacji destylatów 30 L - elektryczny Browin

Cena brutto	1 200,00 zł
Cena netto	975,61 zł
Dostępność	DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	341236
Kod producenta	341236
Kod EAN	5904816008265
Producent	Browin

Opis produktu

Destylator do aromatyzacji destylatów to urządzenie używane do nadawania aromatu różnym płynom, takim jak alkohol, woda czy olejki eteryczne.

- **Naturalne aromaty** - destylator do aromatyzacji destylatów umożliwia dodawanie naturalnych aromatów (zioł, ziaren, owoców) do płynów, co pozwala uniknąć sztucznych dodatków.
- **Oszczędność pieniędzy** - urządzenie umożliwia produkcję ginu, absyntu, wódek owocowych czy olejków eterycznych znacznie taniej niż te same alkohole dostępne w sklepie.
- **Łatwość, szybkość i wydajność** - destylator do aromatyzacji jest szybki i wydajny, co pozwala w prosty sposób na aromatyzowanie dużych ilości płynów w krótkim czasie.
- **Możliwość wykorzystania modułu jako filtr katalityczny** - łącznika 250 mm, po zasypaniu sprężynkami pryzmatycznymi, można użyć jako filtr katalityczny.
- **Ewentualna modyfikacja** - destylator modułowy to baza, którą możesz w dowolnym momencie rozbudować, dokupując kolejne moduły.

Modułowy system destylacyjny został stworzony, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów. Dzięki zastosowaniu standaryzowanych połączeń oraz innowacyjnych elementów systemu można na ich bazie skonfigurować różne rodzaje destylatorów.

Zestaw zawiera:

- **Pojemnik** - wykonany ze stali nierdzewnej

Cechy konstrukcyjne:

- pojemność 30 L
- 2 uchwyty do przenoszenia
- 5 klamr zatrzaskowych
- pokrywa z wbudowaną uszczelką silikonową
- otwory montażowe w pokrywie na termometr (102700) oraz moduły destylacyjne
- mufa do montażu grzałki elektrycznej

-
- **Moduł destylatora - Łącznik kolumny 500 mm** - Moduł destylatora montowany w celu zwiększenia wysokości kolumny destylacyjnej.

Cechy konstrukcyjne:

- wysokość modułu 500 mm
- średnica zewnętrzna rury modułu 48 mm
- zakończony złączami śrubowymi
- możliwość stosowania wypełnienia.

- **Moduł destylatora do aromatyzacji destylatu** - moduł destylatora ze stali nierdzewnej w komplecie z koszyczkiem do aromatyzacji.

Koszyczek do aromatyzacji "metodą bombajską" jest niezwykle przydatnym modulem, który pozwala na aromatyzację destylatu w trakcie destylacji. Opary destylatu przechodzą przez niezwykle przepuszczalny moduł, w którym umieszczone są zioła, owoce lub przyprawy, których unikalny aromat chcemy przekazać do destylatu.

Dzięki unikalnej konstrukcji oraz autorskiej perforacji moduł do aromatyzacji nie "dusi" destylatora i nie powoduje przerzutów w trakcie destylacji.

Łącznik 250 mm może także pełnić funkcję filtra katalitycznego po zasypaniu sprężynkami miedzianymi, umożliwiając stosowanie wypełnienia zwiększającego czystość otrzymanego destylatu. Najlepszy efekt osiągnie się, przy użyciu sprężynek przyrządowych miedzianych. Miedź ma za zadanie zaadsorbować (pochłoniąć) lotne związki siarki, które nadają destylatom siarkowodorowy zapach zepsutych jaj i mają negatywny wpływ na ich smak. W łączniku mieści się ok. 450 ml wypełnienia, które należy oddzielnie dokupić.

Cechy konstrukcyjne:

Łącznik:

- wysokość modułu 250 mm
- średnica zewnętrzna rury modułu 48 mm
- zakończony złączami śrubowymi
- możliwość użycia jako filtr katalityczny

Koszyczek do aromatyzacji:

- wysokość modułu 120 mm
 - średnica zewnętrzna rury modułu 45 mm
 - zakończony kołnierzem zapobiegającym wpadnięciu modułu do łącznika
 - wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
 - można myć w zmywarce
- **Głowica - chłodnica spiralna** - moduł destylatora wykonany ze stali nierdzewnej, montowany na szczycie kolumny destylacyjnej. Głowica jest do montażu nad modulem 250 mm z koszyczkiem do ekstrakcji. Rozwiązanie takie pozwala na uzyskanie aromatyzowanych alkoholi. Głowica montowana w prostym systemie pot-still zapewni otrzymywanie wyśmienitych trunków smakowych.

Cechy konstrukcyjne:

- średnica zewnętrzna rury 48 mm
- wysokość części chłodzącej 280 mm
- przyłącze wody - mufa gwintowana 1/8" na złączkę/zawór do wężyków
- wpust na termometr elektroniczny

Na wyposażeniu zestawu znajdują się dodatkowo:

- dwa termometry - analogowy umieszczany w pojemniku oraz elektroniczny umieszczany w ramce na szczycie kolumny. Dają one możliwość bezpośredniej i ciągłej kontroli procesu.
- ramka do termometru elektronicznego
- wężyk igielitowy 5 m - do przyłączenia wody wyposażony w szybkozłączkę ogrodową umożliwiającą łatwe połączenie z

kranem.

- wężyk silikonowy 1 m - do odbioru destylatu, bezpieczny do kontaktu z alkoholem.
- wpust sondy sterownika
- zawór kulowy 1/8 cala
- złączka gwintowana
- dekiel mocowania kolumny
- uszczelki 3 szt.
- zestaw śrub i nakrętek montażowych 12 szt.
- taśma teflonowa
- instrukcja obsługi

Wysokość zestawu: 131 cm

Uwaga!: Proces destylacji należy prowadzić pod nadzorem.