

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:00

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/pomiar-gestosci-p-1358.html>



Pomiar gęstości

Numer katalogowy **BR-LAB_790004**

Kod producenta **BR-LAB_790004**

Opis produktu

Specjalistyczne badanie laboratoryjne.

Parametr: Gęstość [g/ml]

Metoda, urządzenie: Pomiar gęstości, gęstościomierz oscylacyjny

Norma OIV: OIV-MA-AS2-01A

Objętość próbki: 50 ml

Poznając gęstość soku lub moszczu jesteśmy w stanie obliczyć, ile procent cukru zawiera nasz roztwór.

Gęstość (ciężar właściwy) to liczba wskazująca stosunek gęstości wina, soku lub moszczu do gęstości wody - w temperaturze odniesienia.

Dostarczenie próbek:

Próbki do badań mogą być dostarczone **osobiście do salonu firmowego w Łodzi** (możliwy jest wtedy wybór badanych parametrów i płatność na miejscu) lub wysłane **pocztą / kurierem na adres 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 125 z dopiskiem LABORATORIUM**. Dodatkowo do paczki prosimy o dołączenie opisu próbek i wybranych analiz (potwierdzenie zamówienia i zapłaty przez e-sklep Browin). Próbki wysyłane pocztą/kurierem powinny być w czystym, neutralnym pojemniku (np. po wodzie mineralnej, niesmakowej), dobrze zabezpieczone, aby bezpiecznie dotarły do laboratorium.

Czas realizacji:

Czas realizacji usługi związany jest z ilością zleconych analiz oraz obecnym obciążeniem laboratorium i wynosi do 7 dni.

Wystawiamy faktury VAT.

Uwaga: Przesłane próbki są przechowywane przez okres 2 tygodni, następnie utylizowane. Ewentualne wątpliwości prosimy zgłaszać w tym okresie.