

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/pomiar-zawartosci-kwasu-l-mlekowego-browin-p-1101.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Pomiar zawartości kwasu L- mlekowego Browin

Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Dostępność	DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	LAB_790008
Kod producenta	LAB_790008
Kod EAN	None
Producent	Browin

Opis produktu

Specjalistyczne badanie laboratoryjne.

Parametr: Kwas L-mlekowy [g/l]

Metoda, urządzenie: Metoda enzymatyczna, automatyczny analizator wina (spektrofotometryczny).

Norma OIV: OIV-MA-AS313-25

Rodzaj badanych produktów: wino/piwo.

Objętość próbek: 10 ml

W winie kwas mlekowy może naturalnie pojawić się z niektórych owoców, natomiast najczęściej jest produktem fermentacji jabłkowo-mlekowej. Ten rodzaj fermentacji stosuje się głównie dla win czerwonych lub dla win o zbyt dużej kwasowości po zakończeniu fermentacji alkoholowej.

W piwie kwas mlekowy odgrywa ważną rolę, nadając kwaśny smak i wpływając na balans, niektórych stylów. Bardzo istotny jest jednak jego poziom, w zbyt wysokiej koncentracji uznawany jest za wadę. Aromat kwasu mlekowego jest typowy dla piw stout i mocnych piw górnej fermentacji.

Dostarczenie próbek:

Próbki do badań mogą być dostarczone **osobiście do salonu firmowego w Łodzi** (możliwy jest wtedy wybór badanych parametrów i płatność na miejscu) lub wysłane **pocztą / kurierem na adres 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 125 z dopiskiem LABORATORIUM**. Dodatkowo do paczki prosimy o dołączenie opisu próbek i wybranych analiz (potwierdzenie zamówienia i zapłaty przez e-sklep Browin).. Próbki wysyłane pocztą/kurierem powinny być w czystym, neutralnym pojemniku (np. po wodzie mineralnej, niesmakowej), dobrze zabezpieczone, aby bezpiecznie dotarły do laboratorium.

Czas realizacji:

Czas realizacji usługi związany jest z ilością zleconych analiz oraz obecnym obłożeniem laboratorium i wynosi do 7 dni.

Wystawiamy faktury VAT.

Uwaga: Przesłane próbki są przechowywane przez okres 2 tygodni, następnie utylizowane. Ewentualne wątpliwości prosimy zgłaszać w tym okresie.