

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/wezyk-do-obciagu-wina-browin-p-1708.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Wężyk do obciagu wina Browin

Dostępność	DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	353030
Kod producenta	353030
Kod EAN	5904816016765
Producent	Browin

Opis produktu

- **Niezastąpiona pomoc w produkcji domowego wina** - wężyk idealnie sprawdzi się podczas przelewania trunku z jednego pojemnika do drugiego, a także ułatwi butelkowanie oraz zlewaniu wina znad osadu.
- **Do kontaktu z alkoholem** - wężyk posiada atest umożliwiający go w kontakcie z produktami spożywczymi, także zawierającymi alkohol. Bez problemu wykorzystasz go więc do butelkowania czy przelewania domowej roboty win, czy nalewek.
- **Elastyczny materiał** - wężyk wykonany jest z elastycznego, przezroczystego materiału PCV, który pod wpływem ciepłej wody niezwykle szybko się rozprostowuje bez pozostawienia zagięć spowalniających przepływ trunku!
- **Łatwość konserwacji** - wężyk może być wykorzystywany wielokrotnie - należy jedynie pamiętać, by przed użyciem każdorazowo przemyć go gorącą wodą w celu odpowiedniego uformowania wężyka i zapobiegnięcia zakażeniom.
- **Odpowiednia długość** - wężyk ma długość, aż 2 metrów. Średnica przekroju wynosi zaś 8 mm - z tym produktem nie musisz obawiać się, że przelewanie czy butelkowanie wina będzie niewygodne, a podczas procesu trunki zostaną rozlane.

Wężyk idealny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych winiarzy. Zlewanie wina jeszcze nigdy nie było tak łatwe! Dzięki wężykowi w wygodny i bezproblemowy sposób przeniesiesz trunki z jednego pojemnika do drugiego bez obaw o zaciągnięcie osadu z dna balonu. Decydując się na ten produkt, gwarantujesz sobie wygodne wyciągnięcie płynu w każdych warunkach - również na większe odległości, gdyż wężyk ma aż 2 metry długości!

Uwaga!

Balon, z którego zlewa się płyn, należy ustawić na większej wysokości niż odbieralnik. Wężyk należy każdorazowo przed użyciem przemywać gorącą wodą. Pozwoli to zapobiec zakażeniom i ułatwi właściwe uformowanie wężyka.