

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/zestaw-do-obciagu-wina-z-uchwytem-i-zaciskiem-p-2277.html>



Zestaw do obciążenia wina z uchwytem i zaciskiem

Cena	16,00 zł
Numer katalogowy	P1-353015
Kod producenta	P1-353015
Kod EAN	5908277716851

Opis produktu

Zlewanie wina jeszcze nigdy nie było tak łatwe! Dzięki zestawowi do obciążenia wina składającemu się z węża, zacisku i uchwytem w bezproblemowy sposób przelejesz swoje domowe trunki z jednego pojemnika do drugiego bez obaw o ściągnięcie osadu z dna!

- **Jeszcze łatwiejsze zlewanie wina** - zestaw idealnie sprawdzi się podczas przelewania trunków domowej produkcji. Dzięki plastikowemu zaciskowi z łatwością skontrolujesz szybkość zlewania płynów, a uchwyt zapobiegnie załamaniu się węża i ustabilizuje go na wybranym przez Ciebie poziomie!
- **Do kontaktu z alkoholem** - zestaw posiada atest umożliwiający kontakt z produktami spożywczymi, także zawierającymi alkohol. Bez problemu wykorzystasz go więc do butelkowania czy przelewania domowej roboty win, piw, cydrów oraz nalewek.
- **Elastyczny materiał** - wąż wykonany jest z elastycznego, przezroczystego materiału PCV, który pod wpływem ciepłej wody niezwykle szybko się rozprostowuje bez pozostawienia zagięć spowalniających przepływ trunku! Wąż posiada długość 2 m i średnicę 8 mm.
- **Łatwość konserwacji** - wąż może być wykorzystywany wielokrotnie — należy jedynie pamiętać, by przed użyciem każdorazowo przemyć go gorącą wodą w celu odpowiedniego uformowania węża i zapobiegnięcia zakażeniom.
- **Skład zestawu** - elastyczny wąż PCV, szklana rurka, plastikowy zacisk do kontroli szybkości zlewania płynu, uchwyt stabilizujący wąż.

Wąż z uchwytem i zaciskiem idealny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych winiarzy. Zlewanie wina jeszcze nigdy nie było tak łatwe! Dzięki wężowi w wygodny i bezproblemowy sposób przeniesiesz trunk z jednego pojemnika do drugiego bez obaw o zaciągnięcie osadu z dna balonu. Elastyczny wąż o średnicy 8 mm w parze ze szklaną rurką posiadającą otwór wlotowy kilka centymetrów wyżej od jej trzonu, pozwoli Ci na łatwe i szybkie zlewanie trunków bez obaw o zaciągnięcie osadu z dna balonu lub pojemnika fermentacyjnego. Zestaw dodatkowo wyposażony jest w plastikowy zacisk ułatwiający kontrolowanie szybkości zlewania płynu oraz uchwyt zapobiegający załamaniu się węża. Dzięki jego wykorzystaniu ustabilizujesz wąż i utrzymasz go na wybranym poziomie! Decydując się na ten produkt, gwarantujesz więc sobie wygodne wyciągnięcie płynu w każdych warunkach — również na większe odległości, gdyż wąż ma aż 2 metry długości!

Charakterystyka produktu:

Dostępne w ofercie wężki PCV i zestawy plastikowe do obciążenia wykonane są z tworzywa, które posiadają atesty do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi alkohol.

Użytkowanie:

1. Przed użyciem zanurzyć zestaw w gorącej wodzie.
2. Wyjąć wąż, rozprostować i uformować.
3. Zamontować zestaw korzystając z uchwytem do stabilizacji węża na balonie/pojemniku fermentacyjnym.
4. Końcówkę węża z rurką szklaną umieścić w balonie/pojemniku fermentacyjnym.

5. Zassać płyn z balonu/pojemnika fermentacyjnego i zamknąć zacisk.

6. Koniec wężyka włożyć do ustawionego niżej naczynia.

7. Zwolnić zacisk.

UWAGA!

Zestaw należy każdorazowo przepłukać przed przystąpieniem do rozlewu wina, gorącą wodą lub wodą z pirosiarczynem!